

Ficha técnica

Suporte para caixa de derivação nos caminhos de cabos em varão
Ref.: 2007833



Com o suporte de caixa de derivação BE TS GR, as caixas OBO dos tipos T60 e T100 podem ser colocadas rapidamente com poucos movimentos e sem ferramentas em todos os caminhos de cabos em varão convencionais.

Deste modo, a caixa de derivação mantém-se segura na sua posição. Contudo, a caixa de derivação pode ser rapidamente desmontada, se tal for necessário.

Dados originais

| | |
|--|--------------------------------|
| Ref.: | 2007833 |
| Tipo | BE TS GR |
| Designação 1 | Suporte de caixa T60-T100 |
| Designação 2 | para caminho de cabos em varão |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 139x104mm |
| Cor | cinzento claro |
| Material | Policarbonato |
| Menor unidade de venda | 10 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 2,3 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,1156 kg CO2e / 1 Peça |


Ficha técnica

**Suporte para caixa de derivação nos caminhos de cabos
em varão**

Ref.: 2007833

OBO
BETTERMANN

Dimensões



| | |
|---------|--------|
| Largura | 104 mm |
| Altura | 139 mm |

Dados técnicos

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Versão | horizontal |
| Tipo de fixação | Fixação por "click" |
| Aço inoxidável, decapado | não |